

ocusept®

Roztwór oftalmiczny o działaniu hamującym stany zapalne

Ocusept® to roztwór oftalmiczny wspomagający ochronę i regenerację nabłonka rogówki i spojówki, o działaniu hamującym stany zapalne. Wskazany jest do stosowania przez dorosłych i dzieci w leczeniu objawów, takich jak pieczenie, swędzenie, światłowstręt, uczucie ciała obcego i zaczerwienienie oka, związanych z utrzymującymi się stanami zapalnymi powierzchni oka i powiązanymi schorzeniami takimi jak zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, zapalenie powiek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie gruczołów tarczowych (Meiboma), uczucie dyskomfortu i zespół suchego oka.

Ocusept® można używać z soczewkami kontaktowymi wielokrotnego użytku.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

Ocusept® jest wskazany do stosowania jako czynnik wspomagający:

- w profilaktyce przedoperacyjnej
- w leczeniu zakażeń spojówek
- w leczeniu zakażeń rogówki
- w leczeniu zakażeń przydatków oka (brzegi powiek, kanały łzowe, rzęsy)
- w leczeniu zapalenia spojówek
- w leczeniu zapalenia rogówki
- w leczeniu zapalenia woreczka łzowego

INSTRUKCJA UŻYWANIA:

1. Otwórz dozownik zdejmując nasadkę ochronną.
2. Delikatnie ściśnij dozownik i zakropl 1-2 krople.

Po użyciu zamknij dozownik: pozostały produkt może być używany do 28 dni po pierwszym otwarciu.

Można używać z soczewkami kontaktowymi wielokrotnego użytku.

SKŁAD:

Witamina E TPGS, dwuzasadowy fosforan sodu, fosforan sodu jednozasadowy, chlorek sodu, diglukonian chlorheksydyny, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego do celów okulistycznych.
- Produkt jest przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta.
- Nie stosować w przypadku znanej nietolerancji lub nadwrażliwości na jego składniki.
- Podczas aplikacji produktu nie dotykać końcówką dozownika oka ani żadnej innej powierzchni.
- Nie używać w przypadku uszkodzonego lub niezamkniętego opakowania przed pierwszym otwarciem.

- W razie problemów podczas użytkowania należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych preparatami okulistycznymi zawierającymi fosforany stwierdzano zjawisko mikrozwapnień rogówki. W takim przypadku zaleca się korzystanie z produktu pod nadzorem lekarza.
- Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję używania.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po zużyciu preparatu należy właściwie zutylizować pojemnik.

Wszelkie działania niepożądane produktu można zgłaszać producentowi na adres e-mail info@iromedgroup.com. Zgłaszanie działań niepożądanych przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa produktu. Wszelkie poważne zdarzenia niepożądane należy zgłaszać producentowi i organowi właściwemu w kraju, w którym produkt był używany.

ZAWARTOŚĆ:

Jeden wielodawkowy dozownik 10 ml.

PRZECHOWYWANIE:

Po użyciu zamknąć dozownik: pozostały produkt może być używany do 28 dni po pierwszym otwarciu.

DATA WAŻNOŚCI:

Przy nieuszkodzonym opakowaniu, nie należy używać po dacie ważności wskazanej zarówno na opakowaniu jak i na dozowniku. Należy przechowywać dozownik, opakowanie i instrukcję używania w tym samym miejscu, aby zachować informacje dotyczące prawidłowego użytkowania.



Via Tempio del Cielo 3/5
– 00144 Rzym (Włochy)



TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice
www.tactica.pl

CE 0425 – WYRÓB MEDYCZNY zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC wraz z późniejszymi zmianami.



Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Recykling	
Instrukcje	Pudełko
PAP 22	PAP 21
PAPIER	
Nakrętka	Butelka
LLDPE 4	LDPE 4
PLASTIK	
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami	



Po zużyciu należy właściwie zutylizować pojemnik

